




INDICADOR DE LIMPEZA PARA DETECÇÃO DE RESÍDUOS DE PROTEÍNA

– STC-W115 –



Indica a presença de proteína em materiais

Detecta a partir de

1 µg de proteína

SOBRE O PRODUTO

Detecta **resíduos de proteína** em superfícies de materiais.

Mudança de coloração para **azul** na presença de **proteína**.

Intensidade da coloração azul aponta **quantidade de proteína detectada** na superfície no material.

Solução capaz de **detectar a partir de 1 µg** (micrograma) de proteína.

Conforme **AAMI ST79 Anexo D / ISO 15883**.

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM#	EMBALAGEM
STC-W115	25 UNID



stericontrol.com



sac@stericontrol.com

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **Indicador de limpeza STC-W115** é um teste imediato, desenvolvido para verificar a eficácia de um processo de limpeza em matérias hospitalares **detectando resíduos de proteína** deixados nas superfícies.

Apresenta um swab de ponta esponjosa que permite a coleta de amostras em superfícies, após a coleta deve ser inserido imediatamente na solução presente dentro da ampola. Sua sensibilidade **pode detectar a partir 1 µg** de proteína.

MUDANÇA DE COR

Caso seja detectado resíduos de proteína a solução alterará de âmbar para azul, sua intensidade azul definirá a quantidade de µg de proteína.

INSTRUÇÕES DE USO

1. **Use luvas** ao utilizar o teste de proteína para evitar contaminação por resíduos de proteína de sua própria pele. Para segurança utilize EPI apropriado ao longo do procedimento e evite inalação diretamente ou contato direto dos olhos com o reagente.
2. Se o objeto a ser testado **já estiver molhado, esfregue o swab vigorosamente** no objeto, focando nas cavidades e ranhuras que possam estar contaminadas. Se o objeto **estiver seco, molhe o swab com água** antes de friccionar o objeto.
3. **Agite a ampola por 5 segundos**, retire a tampa, insira o swab dentro do reagente e agite-o por 5 segundos.
4. **Descarte o swab** e feche a ampola com o reagente.
5. Acompanhe visualmente a mudança de cor do reagente. Se **o reagente se tornar azul**, resíduos de proteína estão presentes. Quanto **mais escuro for o azul, mais proteína foi detectada**. Se o reagente permanecer âmbar, não foram detectados resíduos de proteína no material.
6. Dois indicadores com **test soil STC-W105** são fornecidos para usar **como controle positivo do lote**. Para usá-los, molhe o swab e esfregue vigorosamente contra a substância vermelha da tira de alumínio. Retire a tampa da ampola e insira o swab dentro do reagente por 5 segundos. Descarte o swab e feche a ampola com o reagente. O resultado será azul brilhante e oferece uma cor de referência para reação altamente positiva à proteína.

PRECAUÇÕES

1. **Não toque** na ponta do cotonete com as mãos.
2. **Não reuse**.
3. Use **luvas, óculos, máscara cirúrgica** e outras medidas de higiene para evitar a contaminação cruzada de resíduos de proteínas da pele.
4. **Não congele**.
5. Embora o STC-W115 tenha alta sensibilidade a proteína, ele **não é uma monitoração microbiológica** (indicadores biológicos e indicadores químicos) e **as superfícies não podem ser consideradas estéreis** com base nos resultados obtidos.
6. **Mantenha-o longe da luz**, a solução poderá perder capacidade de detecção dos resíduos proteicos em contato com a luz diretamente por um longo período.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Medida Swab: 13,5 cm x 4,8mm Ø.

Armazenamento:

1. Caso armazene em temperatura ambiente abaixo de 8°C de preferência refrigerado entre (4°C a 8°C) sua validade será de 24 meses de uso.
2. Caso armazenado a temperaturas acima de 8°C, considere sua validade para 6 meses de uso.

Identificação: Lote e data de validade estão impressos em cada embalagem. Não use o indicador de limpeza após a data de validade.

CLASSIFICAÇÕES DE NORMAS

AAMI ST79 Anexo D | ISO 15883.

Registro no MS. Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme Resolução - RDC. 185/2001 e enquadramento sanitário da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.



INTERPRETAÇÃO

O STC-W115 apresenta uma solução que detectado resíduos de proteína a solução alterará de âmbar para azul. O usuário pode determinar:

**COMO LER UM
INDICADOR DE LIMPEZA PARA
DETECÇÃO DE PROTEÍNA****SOLUÇÃO PARA DETECÇÃO DE PROTEÍNA**

As cores mudam em resposta a diferentes
quantidades de proteína.

SEM PRESENÇA DE PROTEÍNA → **0 µg****REPROVADO** → **1 µg** → **2 µg** → **4 µg** → **8 µg** → **10 µg**

Registro no MS. Produto não considerado “Produto para Saúde” conforme Resolução - RDC. 185/2001 e enquadramento sanitário da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

